

# 按摩棒 使用說明書



保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

按摩棒 ME-P801C 機號

**晨露食品保證書**

**SAMPO**

姓名	男 女	出生日期	年 月 日	身份证号
住址	省 市 县 镇 村 路 门牌 号			
电话	省 市 县 镇 村 路 门牌 号			
职业	年 月 日			
学历	店址			
备注	日期			

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳填填購置日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.sampsa.com.tw>

登錄或與公司聯絡(「家電產品免帶回」, 俗稱有本公司且購買日起一年之免費服務, 例外

留存聯誼妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示保證書以享受權益。

圖書和地圖

天線、晶片、磁頭、讀頭、碟頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、銅


旅力开发其他配件準之海耗村不在采證範圍內

送站修理

※選購務必請於購買日前並請店家以簡和應付諸位

- 注意事項
- 本實驗書係使用於教學範圍內時，其保證期間按保證書所載期限與生年同。
  - 保證書內所載進口日期與發經修改或毀壞時不可用，則失去保證書效力。
  - 本書如係發給委託購買公司
  - 幸如有下列情形之一者，雖在保證期間內不予免費維修
  - 由於天然災害或人為引起之故障或損毀
  - 因使用之過失或使用錯誤，以致導致故障或損毀
  - 擅自改裝商品或經外人修理所引起之故障或損毀
  - 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
  - 故障之起因發生在機械以外者（如：錄影《書》帶，天線…等）

電壓	110V /60Hz	消耗功率	25W
機體淨重	1.2 kg	外型尺寸	W370×D83 ×H 105 (mm)




## 目錄

- 1 各部名稱
- 2 安全注意事項
- 4 產品特點
- 5 使用方法
- 6 清潔與保養
- 7 緊急處理方法
- 8 關於售後服務
- 9 家電小百科

## 各部名稱

- ① 本體
- ② 開關
- ③ 按摩頭
- ④ 凸狀按摩頭
- ⑤ 針狀按摩頭
- ⑥ 槌狀按摩頭



## 安全注意事項

- 請用電壓110V 7A(含)以上之插座。
- 請勿與其他電器製品同時共用一個插座。
- 請勿用潮濕的手插接電源，以免發生危險。
- 本機體、電源和插頭，不可局部或完全浸於水中清洗，以免發生觸電。
- 如果機體掉落地面或受到強烈撞擊時會發生故障。
- 當電源線有破損時，請勿使用。
- 本機不使用時，請將插頭拔起。
- 本產品僅供一般家庭使用，請勿做商業及其他用途。





- 建議從低速按摩開始，然後再增加速度。
- 建議本產品使用於身體同一部位時，請勿超過10分鐘。
- 不使用本產品時，請務必將插頭從插座上拔出。
- 懷孕期間切勿使用本產品，同時也要避開傷口處，避免造成意外。
- 用餐後，一小時內請勿使用本產品。
- 孩童或殘障人士使用時，應有成人在旁邊監督。
- 本產品禁止在頸部以上及骨頭關節部位使用，以避免使用之傷害。
- 長髮使用者請將頭髮束起再使用，避免頭髮捲入發生危險。
- 請勿在過敏皮膚處過度按摩或身體不適時使用本機器，若您有疑慮，使用前請先諮詢過醫生的意見。
- 使用前請先檢查機器是否有破損或故障後再使用，如有破損或異常狀況請勿使用。

## 產品特點

- 四種外型可替換按摩頭設計，按摩舒暢無比
- 可調整強，弱兩速,適合消費者不同需求
- 消除疲勞，促進血液循環,新陳代謝
- 獨特按壓把手設計，效果更佳
- 具震槌功能

## 使用方法

- 1.將插頭插入電源插座上。
- 2.啟動開關(即速度調節開關)以啟動按摩器。
- 3.把機器使用在想要按摩的身體部位，使用時保持舒適，若肌膚有不適，請停止使用。
- 4.強、弱兩段供選擇。
- 5.使用完按摩器，請將開關推到關的位置，再將插頭電源拔掉。
- 6.附有多款按摩頭，可以個人需求更換，使用時請直接套上即可。
- 7.可使用部位手臂、小腿、大腿、腹部
- 8.可搭配按摩霜使用，按摩更舒適。

## 清潔與保養

- 使用完後與清潔前，請先拔除電源插頭。
- 請勿在機體上使用苯、稀釋劑或其他具腐蝕性溶劑。
- 請使用濕布擦拭清潔本產品。
- 避免有棉絨、綿絮及頭髮等異物捲入本體，以免影響產品使用上的危險。
- 請勿將本產品儲藏在高溫或火源附近。
- 請勿將本產品長時間放在太陽直射的地方。
- 不要拉扯或用電線將本產品拉起。
- 切勿讓水或液體滲入本產品內。

## 緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請立即關閉開關且將插頭儘速拔起，並通知經銷商或與聲寶0800免費諮詢專線聯繫。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

## 售後服務

### 關於售後服務

- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。
- 若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。
- 送修前，請先聯絡聲寶0800免費諮詢專線，將產品型號及故障情細詳細說明，客服中心會協助處理。
- 絕對不要自行拆開外殼自行修理。



### 進口商

公司：承琮國際有限公司  
地址：台中縣大里市仁愛路201號  
電話：04-24925427



## 生活小常識

### 如何減輕肩膀酸痛

- 肩膀酸痛時，除了身體會不舒服，更會影響工作或讀書效率。
- 消除肩膀酸痛的有效穴道，乃是位於大拇指和食指之間的「合谷穴」，及位於手背上食指和中指中間的「頸頂點」。如果用手指或筆頭刺激合谷穴和頸頂點（如下圖所示），肩膀酸痛能立刻減緩許多。



頸頂點



合谷穴

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 歡迎登錄>>





## 注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司

如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影(音)帶，天線...等）